Le Tandem réf: EN.FLEX2

Equipement favorisant les activités motrices telles que l'extension des membres supérieur, la flexion et la propulsion des membres inférieurs.

Le tandem sollicite la totalité de la chaine articulaire.









Comment l'utiliser?

<u>Face au panneau</u>, les écritures 1 à 7 devant soi, j'attrape les poignées et je descends, toujours en m'aidant des poignées. C'est un travail de flexion, l'objectif est d'arriver à toucher le sol. Ensuite par un travail de propulsion, je remonte, en m'aidant si nécessaire des poignées. Une fois debout j'utilise les prises de grimpe pour aller de plus en plus haut c'est le travail d'extension des bras.







Derrière le panneau, debout, je me tiens aux poignées représentées par le cercle bleu, je passe <u>un pied</u> sous la pédale du bas (le cercle orange) puis je lève la pédale. Nous savons que chez la personne âgée une des causes de chutes est le fait qu'elle traine les pieds, dans ce début d'exercice le patient fait une flexion du pied vers le haut pour monter la pédale. Puis c'est le genou et la hanche qui sont mobilisés. Après quelques mouvements, on alterne en changeant de pied et de pédale. Ces exercices simples et sans danger permettent de gagner en amplitude articulaire et de participer au renforcement musculaire. De chaque côté une échelle graduée permet de faire remarquer les progrès constatés.

Voir la vidéos en flashant le qrcode. https://youtu.be/EJOBwpG9STI



