



Pédalier réglable: EN80913

Pédalier : EN80913

Entretien articulaire et renforcement musculaire.

Exercice de mobilisation articulaire et musculaire pour les membres inférieurs. Niveau de difficulté réglable.

Le travail sur l'amplitude du mouvement et le renforcement musculaire.



Pédalier extérieur pour EHPAD Réf: EN80913

Simple et efficace ce pédalier est équipé d'une vis de réglage. Il permet ainsi de proposer soit de travailler l'amplitude du mouvement (En roue libre) ou d'avoir une résistance à la rotation pour faire du renforcement musculaire.

Le Bancs et fauteuils MEHPAD présentés ont des accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts.

